




PIIKKIPANTA / AKUPAINANTAPANTA

Piikkipanta on tarkoitettu päänalueen hoitoon. Piikkipanta lievittää päänsärkyä ja stressiä. Laukaisee jännitystiloja ja rentouttaa. Piikkipannan tervehdyttävä vaikutus perustuu akupainantaan, joka on Kiinalainen akupunktioon perustuva hoitomuoto. Käyttöohjeet: Aseta piikkipanta pääsi ympärille haluamallesi kohdalle. Tunnet aluksi lievää pistelyä, jonka jälkeen verenkierto vilkastuu ja tunnet miellyttävää lämmöntunnetta. Voit käyttää piikkipantaa päivittäin 15 – 20 minuuttia tai niin kauan kuin se tuntuu mukavalle. Kätevä kuljettaa mukana.

IN WELLNESS Piikkipannassa on 33 ABS muovikukkaa ja jokaisessa muovikukassa on 27 piikkiä. Pannassa on yhteensä 891 piikkiä.
Koko: 60 cm x 8 cm
Materiaali: 100% puuvilla. Pehmuste: vaahtomuovia. Käsipesu tarvittaessa.

PIIKKIPANTA / AKUPAINANTAPANTA



Valmistuttaja: INFINITA OY

